

TRS 200 XXL



Inhaltsverzeichnis

Vorwort	3
Konformitätserklärung	3
Lebensdauer	3
Entsorgung	3
Typenschild	3
Wiedereinsatz	3
Gewährleistung	3
Teile des Produkts	4
Zweckbestimmung	5
Indikation	5
Lieferumfang	5
Sicherheitshinweise	5
Montage	5
Ver- und Entriegeln der Armstützen	5
Doppelfunktion-Feststellbremse	6
Fußstützen anbringen	6
Fußstützen ver- und entriegeln	6
Toiletteneimer	6
Höheneinstellung der Fußstützen	6
Reinigung Wartung	7
Technische Daten	7

Vorwort

Wir danken Ihnen, dass Sie sich für ein Produkt aus dem Hause Drive DeVilbiss entschieden haben.

Das Design, die Funktionalität und die Qualität dieses Produktes werden Sie nicht enttäuschen.

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor dem ersten Gebrauch sorgfältig durch. Sie erhalten wichtige Sicherheitshinweise und wertvolle Tipps zur richtigen Benutzung und Pflege. Wenn Sie Fragen haben oder zusätzliche Informationen benötigen, wenden Sie sich an Ihren Drive DeVilbiss-Fachhändler, der Ihnen das Produkt geliefert hat.

Diese Bedienungsanleitung enthält alle notwendigen Hinweise für die Anpassung und Bedienung. Die aktuellste Bedienungsanleitung ist als PDF online abrufbar oder kann beim Kundenservice angefordert werden.

Hierbei können vergrößerte Formate für sehbehinderte Personen dargestellt werden. Blinde Patienten müssen durch ihre Begleitperson eingewiesen werden. Reparaturen sowie einige Einstellungen erfordern eine spezielle technische Ausbildung und müssen daher vom Sanitätsfachhandel vorgenommen werden.

Konformitätserklärung

Die DRIVE MEDICAL GMBH & Co. KG erklärt für das beschriebene Produkt die Konformität gemäß der Verordnung über Medizinprodukte (EU) 2017/745.

Lebensdauer

Unser Unternehmen geht bei diesem Produkt von einer Produktlebensdauer von fünf Jahren aus, soweit das Produkt innerhalb des bestimmungsgemäßen Gebrauchs eingesetzt wird und sämtliche Wartungs- und Servicevorgaben eingehalten werden.

Diese Lebensdauer kann deutlich überschritten werden, wenn das Produkt sorgfältig behandelt, gewartet, gepflegt und genutzt wird und sich nach der Weiterentwicklung der Wissenschaft und Technik keine technischen Grenzen ergeben.

Die Lebensdauer kann sich durch extremen Gebrauch und unsachgemäße Nutzung allerdings auch erheblich verkürzen. Die Festlegung der Lebensdauer durch unser Unternehmen stellt keine zusätzliche Garantie dar.

Entsorgung

Sollten Sie das Produkt nicht mehr benötigen, kontaktieren Sie bitte Ihren Fachhändler oder bringen Sie das Produkt zu Ihrer lokalen Entsorgungsstelle.

Typenschild



1 Artikelnummer | 2 Artikelbezeichnung | 3 Hersteller | 4 Seriennummer | 5 UDI-Code | 6 Max. Belastung | 7 Gebrauchsanweisung beachten | 8 Medizinprodukt | 9 Produktionsdatum (Jahr-Monat)

Wiedereinsatz

Dieses Produkt ist für den Wiedereinsatz geeignet. Beachten Sie, dass auch sämtliche für eine sichere Handhabung notwendigen technischen Unterlagen dem neuen Nutzer übergeben werden.

Das Produkt muss durch den Fachhandel überprüft, gereinigt und für den Wiedereinsatz in einen einwandfreien Zustand versetzt werden.

Bei der Aufbereitung sind die Vorgaben des Herstellers zu beachten und werden auf Anfrage zur Verfügung gestellt.

Erhältliches Zubehör finden Sie bei Ihrem Fachhändler oder unter www.drivedevilbiss.de

Gewährleistung

Für das von uns gelieferte Produkt beträgt die Gewährleistungsfrist 24 Monate ab Kaufdatum. Sofern nachweislich ein Werkstoff- bzw. Herstellungsfehler vorliegt, werden schadhafte Teile kostenlos ersetzt.

Verschleißteile werden im Allgemeinen während der normalen Garantiezeit nicht gedeckt, es sei denn, die Artikel benötigen eine Reparatur oder einen Ersatz, die als eine eindeutige direkte Folge eines Herstellungs- oder Materialfehlers notwendig wurden.

Irrtum und Änderungen aufgrund von technischen Verbesserungen und Designveränderungen vorbehalten.

AUSSCHLUSS DER GEWÄHRLEISTUNG

Verschleißteile sind (unter anderem):
Räder, Bremsen und Armauflagen

Teile des Produkts



- | | | |
|---------------------------------|------------------------------------|----------------------------|
| 1. Schiebegriff | 5. Abdeckung Sitzbrille | 9. Fußstütze |
| 2. Rückenlehne | 6. Armlehnenverriegelung | 10. Fersenband |
| 3. Befestigungsclip Rückenlehne | 7. Doppelfunktions-Feststellbremse | 11. Fußstützenverriegelung |
| 4. Sitzbrille | 8. Toiletteneimer mit Deckel | 12. Armlehne |

Zweckbestimmung

Toilettenrollstühle sind dann erforderlich, wenn das Benutzen oder Erreichen der Toilette aufgrund der Behinderung nicht möglich ist. Toilettenrollstühle sind auch als Zimmerrollstühle verwendbar. Toilettenrollstühle können über handelsübliche WC-Becken geschoben werden.

Indikation


INDIKATION:

Erhebliche bis voll ausgeprägte Beeinträchtigung der Mobilität/des Gehens und des Transfers bei strukturellen und/oder funktionellen Schädigungen der unteren Extremitäten (u.a. Amputation, Verletzungsfolgen, muskuloskeletale /neuromuskuloskeletal bedingte Bewegungsstörungen)

- Zur Nutzung der integrierten Toiletteneinrichtung oder zum Überfahren der Toilette.

Lieferumfang

1 x A	Toilettenrollstuhl
1 x B	Eimer mit Deckel
2 x C	Fußstütze
2 x	Befestigungsclip
1 x	Gebrauchsanweisung



Sicherheitshinweise


- Lesen Sie diese Gebrauchsanweisung aufmerksam.
- Vor dem Gebrauch sind alle Bauteile auf Schäden und festen Sitz zu prüfen.
- Beim Hinsetzen, Aufstehen und beim Einschieben des Toiletteneimers sowie beim Hochklappen und Einrasten der Armlehnen können Bekleidungs- oder Körperteile eingeklemmt werden.
- Müssen Sie über Schwellen fahren, so tun Sie dies langsam und vorsichtig, ansonsten können die Räder beschädigt werden!
- **ACHTUNG:** Beim Rückwärtsfahren über Schwellen mit dem beladenen Toilettenrollstuhl besteht die Gefahr, dass sich die Arretierung der Armlehnen lösen.

- Nässe vermeiden – Rutschgefahr!
- Beim Parken eines Toilettenrollstuhls immer die Feststellbremsen betätigen.
- Beim Übersetzen in/aus dem Toilettenrollstuhl unbedingt die Fußstützen wegschwenken und Feststellbremsen betätigen.
- Fußstützen niemals als Aufstehhilfe benutzen – Kippgefahr!
- Die Kippsicherheit des Toilettenrollstuhls ist deutlich geringer als bei einem normalen Rollstuhl, vermeiden Sie deshalb seitliches Hinausbeugen – Kippgefahr!
- Vor unbefugter Benutzung, z.B. durch Kinder sichern.
- Beachten Sie das zugelassene Maximalgewicht des Benutzers. Diese Angabe finden Sie in den technischen Daten in dieser Bedienungsanleitung sowie auf dem Typenschild.

Montage

Der Toilettenrollstuhl ist einfach montierbar.

Stecken Sie die vormontierte Rückeneinheit auf das Grundgestell und sichern Sie mit dem Befestigungsclip (**Bild 2**).



Ver- und Entriegeln der Armstützen

Ziehen Sie beide Armlehnen nach oben bis diese hörbar einrasten (**Bild 3**).

Das Einrasten erfolgt automatisch. Vergewissern Sie sich, dass die Einrastung beidseitig erfolgreich ist, hierbei muss der Arretierstift (1) sichtbar sein (**Bild 4**).

Zum Entriegeln der Armstützen Arretierknopf nach hinten ziehen (2) und Armlehne nach unten abschwanken (**Bild 4**).



Doppelfunktion-Feststellbremse

Zum Feststellen der Bremse Hebel nach unten drücken (**Bild 5**). Gleichzeitig wird die Richtungsstellung des Rades blockiert.

Zum Lösen der Bremse den Kopf des Hebels nach unten drücken (**Bild 6**).



Fußstützen anbringen

Hängen Sie die mitgelieferten Fußstützen mit den beiden Bohrungen wie gezeigt an den jeweiligen Haltebolzen ein (**Bild 7+8**).




Fußstützen ver- und entriegeln

Zum Verriegeln der Fußstützen diese zur Mitte hin schwenken bis diese hörbar einrasten. Zum Entriegeln Hebel wie gezeigt nach innen drücken und Fußstützen seitlich anlegen (**Bild 9**).




Toiletteneimer

Toiletteneimer (auch mit aufgesetztem Deckel) stets von oben einhängen und entnehmen. Der Toiletteneimer rastet ein, die Sitzbrille kann zum Reinigen einfach nach oben abgenommen werden (**Bild 10**).



Höheneinstellung der Fußstützen

Um die Fußstützen in der Höhe verstellen zu können, lösen Sie zuerst die Klemmhebel (**Bild 11+12**). Danach drücken Sie die beiden Pin's und stellen die Fußstützen in der gewünschte Höhe ein (**Bild 13**). Klemmhebel wieder arretieren (**Bild 14**).



ACHTUNG:

Fußstützen niemals als Aufstehhilfe verwenden!

Reinigung | Wartung

- Von Hand mit einem feuchten Tuch regelmäßig reinigen!
- Keine aggressiven Reinigungsmittel verwenden!
- Keine Scheuermittel verwenden!
- Keine hochdosierten Chlor- und Essigreiniger verwenden!
- Zur Desinfektion kann ein Sprühdesinfektionsmittel verwendet werden, z.B. Descosept AF oder Bacillol AF
- Schrauben regelmäßig kontrollieren und gegebenenfalls nachziehen!
- Das Produkt darf nicht dauerhaft Temperaturen über 60°C ausgesetzt werden (z.B. Verwendung in Sauna etc.)
- Bei Defekten suchen Sie Ihren Fachhändler auf bei dem Sie dieses Produkt erworben haben.
- Zustand der Reifen regelmäßig prüfen. Diese sind „Pannensicher“, d.h. es muss kein Luftdruck geprüft oder Luft nachgefüllt werden. Überprüfen Sie aber immer die Reifen auf Risse oder sonstige Beschädigungen.

Technische Daten

Produkt		TRS 200 XXL
Artikelnummer	530200000	
Gesamtlänge	96 cm	
Gesamtbreite	72 cm	
Gesamthöhe	98 cm	
Sitzbreite	56 cm	
Sitztiefe	42 cm	
Sitzhöhe	52 cm	
Überfahrbare Höhe	44 cm	
Gewicht	15,3 kg	
Max. Belastung	200 kg	
Material Rahmen	Geschweißtes Stahlrohr, Pulverbeschichtet	
Material Sitzbrille / Armauflagen	PP (Polypropylen) / PP (Polyurethan)	

Table of contents

Preface	9
Declaration of conformity	9
Service life	9
Disposal	9
Identification plate	9
Reuse	9
Warranty	9
Parts of the product	10
Intended purpose	11
Indication	11
Scope of delivery	11
Safety instructions	11
Assembly	11
Locking and unlocking the armrests	11
Double-function parking brake	12
Mounting the footrests	12
Locking and unlocking the footrests	12
Toilet bucket	12
Height adjustment of the footrests	12
Cleaning Maintenance	13
Technical data	13

Preface

Thank you for choosing a product from Drive DeVilbiss.

You will not be disappointed by the design, functionality and quality of this product.

Please read these operating instructions carefully prior to initial use. They contain important safety information and valuable tips for the proper use and care. If you have questions or need additional information, contact your Drive DeVilbiss specialist dealer who supplied your product.

These operating instructions contain all of the important information for adjustment and operation. The most current operating instructions are available as a PDF online or can be requested from customer service.

Enlarged formats for visually impaired persons can be displayed. Blind patients must be instructed by their attendant. Repairs as well as some adjustments require special technical training and must therefore be made by the medical supplies dealer.

Declaration of conformity

For the product described, DRIVE MEDICAL GMBH & Co. KG declares compliance according to the medical device regulation (EU) 2017/745.

Service life

Our company assumes a service life of five years for this product as long as the product is used as intended and all maintenance and service requirements are observed.

This service life may be significantly exceeded if the product is carefully handled, repaired, maintained and used and there are no technical limits based on the further development of science and technology.

The service life may also be significantly shortened through extreme and improper use, however. Determination of the service life by our company does not represent any additional guarantee.

Disposal

If you no longer need the product, please contact your specialist dealer or bring the product to your local disposal center.

Identification plate



1 Article number | 2 Article name | 3 Manufacturer | 4 Serial number | 5 UDI code | 6 Max. load | 7 Follow the instructions for use | 8 Medical device | 9 Production date (year-month)

Reuse

This product can be reused.

Please note that all technical documents needed for safe handling must also be given to the new user.

The product must be checked by the specialist dealer, cleaned, and restored to optimum condition.

Always follow the manufacturer's instructions during preparation; these are made available on request.

Accessories are available from your specialist dealer or at www.drivedevilbiss.de

Warranty

The warranty period for the product supplied by us is 24 months from the date of purchase. Defective parts will be replaced free of charge if it can be shown that there is a defect in materials or manufacturing.

Parts subject to wear are generally not covered during the normal guarantee period unless the parts need repair or replacement which became necessary as a clear, direct consequence of a manufacturing or material error.

We reserve the right of error and modifications on the basis of technical improvements and changes in design.

EXCLUSION OF WARRANTY

Parts subject to wear include (among others): wheels, brakes and handles

Parts of the product



- | | | |
|--------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|
| 1. Push handle | 5. Seat cover | 9. Footrests |
| 2. Backrest | 6. Armrest locking mechanism | 10. Heel strap |
| 3. Fastening clip for backrest | 7. Double-function parking brake | 11. Footrest locking mechanism |
| 4. Seat | 8. Toilet bucket with cover | 12. Armrest |

Intended purpose

Commode wheelchairs are required when using or getting to the toilet is not possible due to the disability. Commode wheelchairs can be used as room chairs. Commode wheelchairs can be pushed over standard toilet bowls.

Indication


INDICATION:

Significant to full impairment of mobility/walking and transfer in the case of structural and/or functional damage to the lower extremities (including amputation, after-effects of injuries, musculoskeletal/neuromusculoskeletal movement disorders)

- For use of the integrated toilet unit or to position over a toilet.

Scope of delivery

1 x A	wheeled commode
1 x B	bucket with cover
2 x C	footrests
2 x	fastening clip
1 x	instructions for use



Safety instructions

- Read these instructions for use carefully.
- All components should be checked for damage and a secure fit prior to use.
- Clothing or body parts can be pinched when sitting down, standing up, inserting the toilet bucket, as well as when raising the armrests and locking them into place.
- If you need to move over thresholds, do so slowly and carefully, otherwise the wheels can become damaged!
- **IMPORTANT:** If you need to move in reverse over thresholds with a person sitting in the wheeled commode, there is a risk of the armrest lock coming loose.
- Avoid wet conditions – risk of slipping!

- When parking a wheeled commode, always use the parking brakes.
- During transfer into/out of the wheeled commode, the footrests must be swiveled out of the way and the locking brakes must be applied.
- Never use the footrests as assistance when getting up – risk of tipping!
- The wheeled commode is significantly less stable than a regular wheelchair, therefore avoid leaning to the side – risk of tipping!
- Prevent unauthorized use, for example, by children.
- Take note of the permitted maximum weight of the user. This information can be found in the technical data in these instructions for use as well as on the identification plate.

Assembly

The wheeled commode can be easily assembled. Place the preassembled back unit on the base frame and secure it with the fastening clip (**photo 2**).



Locking and unlocking the armrests

Pull both armrests upwards until they audibly engage (**photo 3**).

They will automatically click into place. Ensure that they successfully click into place on both sides; in this case, the locking pin (1) must be visible (**photo 4**).

To unlock the armrests, pull the locking knob back (2) and swing the armrest downwards (**photo 4**).



Double-function parking brake

To apply the brake, press the lever downwards (**photo 5**). At the same time, the directional position of the wheel is blocked.

To release the brake, press the head of the lever downwards (**photo 6**).



Mounting the footrests

Hang the provided footrests with the two holes on the respective retaining pins as shown (**photo 7+8**).




Locking and unlocking the footrests

To lock the footrests, swivel them to the center until they audibly click into place. To unlock them, press the lever inwards as shown and move the footrests to the side (**photo 9**).




Toilet bucket

Always hang and remove the toilet bucket from above (also with the cover on). The toilet bucket snaps into place and the toilet seat can be easily lifted off for cleaning (**photo 10**).



Height adjustment of the footrests

To be able to adjust the height of the footrests, first loosen the clamping lever (**photo 11+12**). Then press both pins and adjust the footrests to the desired height (**photo 13**). Lock the clamping lever once again (**photo 14**).



IMPORTANT:

Never use footrests to assist with standing up!

Cleaning | Maintenance

- Clean regularly with a moist cloth!
- Do not use any aggressive cleaning agents!
- Do not use abrasive cleaners!
- Do not use any high-dose chlorine and vinegar-based cleaners!
- To disinfect, a spray disinfectant can be used such as Descosept AF or Bacillol AF.
- Check the screws regularly and tighten, if necessary.
- The product should not be exposed to temperatures above 60°C for long periods of time (for example, use in a sauna, etc.).
- In the event of defects, contact your specialist dealer from whom you purchased this product.
- Check the condition of the tires regularly. They are “fail-safe”, meaning that you do not have to check air pressure or fill them with air. Always check the tires for tears or other damage, however.

Technical data

Product	TRS 200 XXL
Article number	530200000
Overall length	96 cm
Overall width	72 cm
Overall height	98 cm
Seat width	56 cm
Seat depth	42 cm
Seat height	52 cm
Height between floor and seat	44 cm
Weight	15,3 kg
Max. load	200 kg
Frame material	Welded steel tubing, powder-coated
Seat / armrest cover material	PP (polypropylene) / PP (polyurethane)

Sommaire

Avant-propos.....	15
Déclaration de conformité.....	15
Durée de vie.....	15
Élimination	15
Plaque signalétique.....	15
Recyclage.....	15
Garantie	15
Pièces du produit.....	16
Emploi prévu	17
Indication.....	17
Contenu de la livraison	17
Consignes de sécurité.....	17
Montage	17
Verrouillage et déverrouillage des accoudoirs	17
Frein double fonction	18
Montage des repose-pieds	18
Verrouillage et déverrouillage des repose-pieds	18
Seau hygiénique	18
Réglage de la hauteur des repose-pieds	18
Nettoyage I maintenance	19
Caractéristiques techniques.....	19

Avant-propos

Nous vous remercions d'avoir choisi un produit de Drive DeVilbiss.

Le design, la fonctionnalité et la qualité de ce produit sauront vous apporter pleine satisfaction.

Avant d'utiliser le produit pour la première fois, veuillez lire attentivement le présent mode d'emploi. Vous y trouverez des consignes de sécurité importantes et de précieux conseils pour son utilisation et son entretien corrects. Pour toute question ou information complémentaire, adressez-vous au distributeur Drive DeVilbiss qui vous a livré ce produit.

Le présent mode d'emploi contient toutes les instructions nécessaires au réglage et à l'utilisation du produit. La version la plus récente du mode d'emploi peut être consultée en ligne au format PDF et téléchargée ou demandée auprès du service client.

Elle existe en caractères grand format pour malvoyants. Les non-voyants doivent être initiés à l'utilisation du produit accompagnés d'un auxiliaire. Les réparations ainsi que certains réglages requièrent des compétences techniques spéciales et doivent donc obligatoirement être effectués par un distributeur de matériel médical qualifié.

Déclaration de conformité

DRIVE MEDICAL GMBH & Co. KG déclare que le produit est conforme au règlement (UE) 2017/745 relatif aux dispositifs médicaux.

Durée de vie

Pour ce produit, notre entreprise table sur une durée de vie de cinq ans, dans la mesure où il est utilisé conformément à l'usage pour lequel il est prévu et où toutes les indications relatives à la maintenance et au service après-vente sont respectées.

Cette durée de vie peut même être sensiblement prolongée lorsque le produit est traité, entretenu et utilisé avec soin et qu'aucune limite technique ne résulte des évolutions scientifiques et techniques.

La durée de vie peut par contre être fortement raccourcie si le produit est soumis à des sollicitations extrêmes et s'il n'est pas correctement utilisé. La détermination de la durée de vie par notre entreprise ne constitue en aucun cas une garantie supplémentaire.

Élimination

Si vous n'avez plus besoin du produit, contactez s'il vous plaît votre distributeur ou apportez le produit à la déchetterie près de chez vous.

Plaque signalétique



1 Référence | 2 Désignation | 3 Fabricant | 4 N° de série | 5 Code UDI | 6 Charge maximale | 7 Se conformer au mode d'emploi | 8 Dispositif médical | 9 Date de fabrication (année-mois)

Recyclage

Ce produit est recyclable.

Veiller à ce que tous les documents techniques nécessaires à une utilisation sûre du produit soient également remis au nouvel utilisateur.

Le produit doit être contrôlé, nettoyé et remis en parfait état par un distributeur en vue de sa réutilisation.

Pour son retraitement, il convient de suivre les instructions du fabricant (disponibles sur demande).

Vous trouverez les accessoires disponibles chez votre distributeur ou sur le site www.drivedevilbiss.de

Garantie

Le produit livré par nous est garanti 24 mois à compter de la date de l'achat. Les pièces défectueuses seront remplacées gratuitement s'il a été démontré qu'elles présentent un défaut de matériau ou de fabrication.

Les pièces d'usure ne sont normalement pas couvertes par la garantie habituelle, excepté si elles nécessitent des réparations ou un remplacement qui sont clairement la conséquence directe d'un défaut de matériau ou de fabrication.

Sous réserve d'erreurs et de modifications dues à des améliorations techniques ou à des modifications de design.

EXCLUSION DE LA GARANTIE

Pièces d'usure (entre autres) :
roues, roulettes, freins et poignées

Pièces du produit



- | | | |
|--------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|
| 1. Poignée | 5. Couvercle de la lunette | 9. Repose-pied |
| 2. Dossier | 6. Verrouillage de l'accoudoir | 10. Talonnière |
| 3. Clip de fixation du dossier | 7. Frein double fonction | 11. Verrouillage du repose-pied |
| 4. Lunette | 8. Seau hygiénique avec couvercle | 12. Accoudoir |

Emploi prévu

Les fauteuils roulants de toilettes sont indiqués pour les personnes ne pouvant pas utiliser ou accéder aux toilettes en raison d'un handicap. Les fauteuils roulants de toilettes peuvent également servir de fauteuils de salon. Les fauteuils roulants de toilettes peuvent également se placer au-dessus des WC.

Indication


INDICATION :

Mobilité/capacité de déplacement fortement réduites ou nulles chez les personnes présentant des lésions structurales et/ou fonctionnelles des membres inférieurs (entre autres amputation, séquelles de blessures, troubles de la mobilité dus à des atteintes musculosquelettiques/neuromusculosquelettiques)

- Utilisation des toilettes intégrées ou passage aux toilettes.

Contenu de la livraison

1 x A	chaise garde-robe à roulettes
1 x B	seau avec couvercle
2 x C	repose-pied
2 x	clip de fixation
1 x	mode d'emploi



Consignes de sécurité

- Lire attentivement ce mode d'emploi.
- Avant d'utiliser le produit, vérifier tous ses éléments pour s'assurer qu'ils ne sont pas endommagés et ne bougent pas.
- Attention lorsque vous vous asseyez, vous levez, lors de la mise en place du seau hygiénique et lorsque vous relevez et abaissez les accoudoirs, des vêtements ou des parties du corps peuvent se coincer.
- Si des seuils doivent être franchis, le faire lentement et avec précaution afin de ne pas endommager les roulettes.
- **ATTENTION :** Si vous devez franchir des seuils à reculons avec une personne assise sur la chaise garde-robe,

le mécanisme de blocage des accoudoirs risque de se desserrer.

- Éviter les sols mouillés – Vous risquez de glisser.
- La chaise garde-robe à roulettes doit toujours être garée avec les freins serrés.
- Pour s'asseoir sur la chaise garde-robe à roulettes et/ou se lever, toujours écarter les repose-pieds et serrer les freins.
- Ne jamais appuyer les pieds sur les repose-pieds pour se lever -- La chaise garde-robe à roulettes risque de basculer.
- La chaise garde-robe à roulettes est nettement moins stable que les fauteuils roulants ordinaires. Vous devez donc éviter de vous pencher sur les côtés – la chaise risque sinon de basculer.
- Ne pas laisser les personnes non autorisées, p. ex. des enfants, utiliser la chaise garde-robe à roulettes.
- Respecter le poids maximal autorisé pour l'utilisateur. Il est indiqué dans ce mode d'emploi à la rubrique des caractéristiques techniques et sur la plaque signalétique.

Montage

La chaise garde-robe est simple à monter. Poser le dossier prémonté sur le châssis et le clipser (**fig. 2**).



Verrouillage et déverrouillage des accoudoirs

Tirer les deux accoudoirs vers le haut jusqu'à ce qu'ils s'enclenchent (on doit entendre un « clic ») (**fig. 3**).

Les accoudoirs s'enclenchent automatiquement. S'assurer que les deux accoudoirs sont bien enclenchés, la goupille d'arrêt (1) doit être visible (**fig. 4**).

Pour déverrouiller les accoudoirs, tirer le bouton de verrouillage vers l'arrière (2) et rabattre l'accoudoir (**fig. 4**).



Frein double fonction

Pour serrer le frein, appuyer sur le levier (**fig. 5**). La roulette est bloquée dans sa position.

Pour desserrer le frein, appuyer sur la tête du levier (**fig. 6**).



Montage des repose-pieds

Accrocher les repose-pieds livrés avec le produit : insérer les boulons dans les deux trous comme indiqué sur les figures (**fig. 7+8**).




Verrouillage et déverrouillage des repose-pieds

Pour verrouiller les repose-pieds, les faire pivoter vers l'intérieur jusqu'à ce qu'ils s'enclenchent (on doit entendre un « clic »). Pour déverrouiller les repose-pieds, appuyer sur le levier vers l'intérieur et déplacer les repose-pieds vers les côtés comme indiqué sur la figure (**fig. 9**).




Seau hygiénique

Toujours insérer et enlever le seau hygiénique (même avec le couvercle) par le haut. Le seau hygiénique s'emboîte. L'assise peut être enlevée facilement par le haut pour le nettoyage (**fig. 10**).



Réglage de la hauteur des repose-pieds

Pour pouvoir régler la hauteur des repose-pieds, commencer par desserrer le levier de serrage (**fig. 11+12**). Appuyer ensuite sur les deux pins et régler les repose-pieds à la hauteur souhaitée (**fig. 13**). Resserrer ensuite le levier (**fig. 14**).



ATTENTION :

Ne jamais appuyer les pieds sur les repose-pieds pour se lever !

Nettoyage I maintenance

- Nettoyer régulièrement le produit à la main avec un chiffon humide.
- Ne pas utiliser de détergents agressifs.
- Ne pas utiliser de produits abrasifs pour le nettoyage.
- Ne pas utiliser de détergent chloré ni de vinaigre ménager fortement concentrés.
- Pour la désinfection, on peut utiliser un désinfectant en spray, par exemple Descosept AF ou Bacillol AF.
- Vérifier les vis régulièrement et les resserrer le cas échéant.
- Le produit ne doit pas être exposé à des températures supérieures à 60 °C pendant une durée prolongée (p. ex., ne pas l'utiliser dans une cabine de sauna, etc.).
- Si le produit est défectueux, contacter le distributeur qui vous l'a livré.
- Contrôler régulièrement l'état des pneus. Ces derniers sont anti-crevaisson, c'est-à-dire qu'il n'est pas nécessaire de les gonfler ni de vérifier leur pression. Toutefois, il est indispensable de vérifier qu'ils ne sont pas fissurés et ne présentent pas d'autres dommages.

Caractéristiques techniques

Produit	TRS 200 XXL
Référence	530200000
Longueur totale	96 cm
Largeur totale	72 cm
Hauteur totale	98 cm
Largeur de l'assise	56 cm
Profondeur de l'assise	42 cm
Hauteur du siège	52 cm
Hauteur entre le sol et l'assise	44 cm
Poids	15,3 kg
Charge maximale	200 kg
Matériau du cadre	Tube en acier soudé revêtu poudre
Matériau Lunette / accoudoirs	PP (polypropylène) / PU (polyuréthane)

Inhoudsopgave

Voorwoord	21
Verklaring van overeenstemming	21
Levensduur	21
Verwijdering	21
Typeplaatje	21
Hergebruik.....	21
Garantie	21
Onderdelen van het product.....	22
Beoogd doel.....	23
Indicatie	23
Geleverd product.....	23
Veiligheidsinstructies	23
Montage	23
ArMLEUNINGEN ver-/ontgrendelen	23
Parkeerrem met dubbele functie	24
Voetsteunen aanbrengen	24
Voetsteunen ver-/ontgrendelen	24
Toiletemmer.....	24
Hoogte van voetsteunen instellen.....	24
Reiniging onderhoud	25
Technische gegevens.....	25

Voorwoord

Hartelijk dank dat u hebt gekozen voor een product van het merk Drive DeVilbiss.

Het ontwerp, de functionaliteit en de kwaliteit van dit product zullen u niet teleurstellen.

Lees deze bedieningshandleiding voor het eerste gebruik aandachtig door. De handleiding bevat belangrijke veiligheidsinstructies en waardevolle tips voor verantwoord gebruik en onderhoud. Als u vragen hebt of meer informatie nodig hebt, kunt u zich richten tot uw Drive DeVilbiss-speciaalzaak die u het product heeft geleverd.

Deze bedieningshandleiding bevat alle essentiële informatie voor aanpassing en bediening. U kunt de meest recente bedieningshandleiding online als PDF opvragen of bij de klantenservice bestellen.

Daarbij zijn extra grote formaten beschikbaar voor wie visueel gehandicapt is. Blinde patiënten moeten door hun begeleider worden geïnstrueerd. Voor reparaties en enkele instellingen is een speciale technische opleiding nodig, zodat deze door de winkel in medische hulpmiddelen moeten worden uitgevoerd.

Verklaring van overeenstemming

DRIVE MEDICAL GMBH & Co. KG verklaart dat het beschreven product voldoet aan de verordening betreffende medische hulpmiddelen (EU) 2017/745.

Levensduur

Onze onderneming gaat bij dit product uit van een levensduur van vijf jaar, op voorwaarde dat het product wordt gebruikt voor het beoogde doel en dat alle onderhouds- en serviceaanwijzingen worden gevolgd.

Deze levensduur kan aanzienlijk worden verlengd wanneer het product zorgvuldig wordt behandeld, onderhouden, verzorgd en gebruikt en de technische grenzen volgens de ontwikkelingen in wetenschap en techniek niet worden overschreden.

Door extreem gebruik en oneigenlijke toepassing kan de levensduur echter ook sterk worden verkort. De aanduiding van de levensduur door onze onderneming vormt geen aanvullende garantie.

Verwijdering

Mocht u het product niet meer nodig hebben, neem dan contact op met uw speciaalzaak of breng het product naar uw plaatselijke afvalinzamelpunt.

Typeplaatje



1 Artikelnummer | 2 Artikelomschrijving | 3 Fabrikant | 4 Serienummer | 5 UDI-code | 6 Max. belasting | 7 Raadpleeg de gebruiksaanwijzing | 8 Medisch product | 9 Productiedatum (jaar-maand)

Hergebruik

Dit product is geschikt voor hergebruik.

Denk eraan dat u ook alle technische documentatie die nodig is voor een veilig gebruik, overhandigt aan de nieuwe gebruiker.

Het product moet door de speciaalzaak gecontroleerd, gereinigd en voor hergebruik in een perfecte staat gebracht worden.

Bij de voorbereiding voor hergebruik dient de informatie van de producent in acht te worden genomen. Deze informatie wordt op verzoek ter beschikking gesteld.

Verkrijgbare accessoires vindt u bij uw speciaalzaak of op www.drivedevilbiss.de

Garantie

Op het product dat wij leveren, wordt 24 maanden garantie vanaf de koopdatum verleend. Indien aantoonbaar een materiaal- of fabricagefout optreedt, worden beschadigde onderdelen kosteloos vervangen.

Slijtageonderdelen worden in het algemeen tijdens de normale garantieperiode niet gedekt, tenzij een reparatie of vervanging van de artikelen nodig is die onbetwistbaar een direct gevolg is van een fabricage- of materiaalfout.

Eventuele fouten en wijzigingen op grond van technische verbeteringen en veranderingen in design voorbehouden.

UITSLUITING VAN GARANTIE

Slijtageonderdelen zijn (onder andere): wielen, remmen en handgrepen

Onderdelen van het product



- | | | |
|--------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|
| 1. Duwgriep | 5. Afdekking toiletbril | 9. Voetsteun |
| 2. Rugleuning | 6. Armleuningvergrendeling | 10. Hielband |
| 3. Bevestigingsclip rugleuning | 7. Parkeerrem met dubbele functie | 11. Voetsteunvergrendeling |
| 4. Toiletbril | 8. Toiletemmer met deksel | 12. Armleuning |

Beoogd doel

Toiletrolstoelen zijn noodzakelijk wanneer iemand door een beperking geen gebruik kan maken van een gewoon toilet of niet naar het toilet toe kan gaan. Toiletrolstoelen kunnen ook als gewone stoel worden gebruikt. Toiletrolstoelen kunnen boven een standaard toiletpot worden geplaatst.

Indicatie


INDICATIE:

Aanzienlijke tot volledige belemmering van de mobiliteit/ het lopen en de transfer bij structurele en/of functionele letsels van de onderste extremiteiten (o.a. amputatie, gevolgen van verwondingen, musculoskeetaal / neuro-musculoskeetaal veroorzaakte bewegingsstoornissen)

- Voor gebruik met de geïntegreerde toiletinrichting of om over het toilet heen te rijden.

Geleverd product

1 x A	toiletrolstoel
1 x B	emmer met deksel
2 x C	voetsteun
2 x	bevestigingsclip
1 x	gebruiksaanwijzing



Veiligheidsinstructies

- Lees deze gebruiksaanwijzing aandachtig.
- Controleer vóór ingebruikname of alle onderdelen stevig vastzitten en niet zijn beschadigd.
- Bij het gaan zitten en opstaan en bij het plaatsen van de toiletemmer, het omhoogklappen en vastklikken van de armleuningen kunnen kleding of lichaamsdelen bekneld raken.
- Als u over drempels heen moet rijden, doe dat dan langzaam en voorzichtig, anders kunnen de wielen beschadigd raken!
- LET OP: als u achteruit over drempels moet rijden, ter-

wijl er iemand in de toiletrolstoel zit, dan bestaat het gevaar dat de vergrendeling van de armleuningen losraakt.

- Vermijd vocht – dit leidt tot gevaar voor uitglijden!
- Bij het parkeren van een toiletrolstoel moeten altijd de parkeerremmen worden gebruikt.
- Draai bij het overstappen naar/uit de toiletrolstoel altijd de voetsteunen weg en bedien de parkeerremmen.
- Gebruik de voetsteunen nooit als hulp bij het opstaan – dit leidt tot gevaar voor omvallen!
- De toiletrolstoel valt aanzienlijk gemakkelijker om dan een normale rolstoel. Vermijd daarom zijwaarts naar buiten leunen – dit leidt tot gevaar voor omvallen!
- Voorkom onbevoegd gebruik, bijv. door kinderen.
- Let op het toegestane maximale gewicht van de gebruiker. Deze informatie vindt u in de technische gegevens in deze bedieningshandleiding en op het typeplaatje.

Montage

De toiletrolstoel is eenvoudig te monteren. Plaats de voorgemonteerde rugeenheden op het basisframe en borg deze met de bevestigingsclip (**afb. 2**).



Armleuningen ver-/ontgrendelen

Trek de beide armleuningen omhoog tot deze hoorbaar vastklikken (**afb. 3**).

Het vastklikken gebeurt automatisch. Controleer of de leuningen aan beide zijden zijn vastgeklemd zodat de borgpen (1) te zien is (**afb. 4**).

Als u de armleuningen wilt ontgrendelen, trekt u de vergrendelknop naar achteren (2) en draait u de armleuningen omlaag (**afb. 4**).



Parkeerrem met dubbele functie

Als u de rem wilt vergrendelen, drukt u de hendel omlaag (**afb. 5**). Tegelijkertijd wordt de richting van het wiel geblokkeerd.

Als u de rem wilt loszetten, drukt u de kop van de hendel omlaag (**afb. 6**).



Voetsteunen aanbrengen

Hang de bijgeleverde voetsteunen met de beide openingen aan de desbetreffende bouten zoals afgebeeld (**afb. 7+8**).




Voetsteunen ver-/ontgrendelen

Als u de voetsteunen wilt vergrendelen, draait u deze naar het midden tot ze hoorbaar vastklikken. Als u de voetsteunen wilt ontgrendelen, drukt u de hendel zoals afgebeeld naar binnen en beweegt u de voetsteunen opzij (**afb. 9**).




Toiletemmer

Plaats en verwijder de toiletemmer (ook met een aangebrachte deksel) altijd van bovenaf. De toiletemmer klikt vast. De toiletbril kan voor reiniging gemakkelijk naar boven toe verwijderd worden (**afb. 10**).



Hoogte van voetsteunen instellen

U kunt de voetsteunen in hoogte verstellen door eerst de klemhendel los te maken (**afb. 11+12**). Vervolgens drukt u de beide pennen in en stelt u de gewenste hoogte van de voetsteunen in (**afb. 13**). Vergrendel de klemhendel weer (**afb. 14**).



LET OP:

gebruik de voetsteunen nooit als hulp bij het opstaan!

Reiniging | onderhoud

- Reinig dit product regelmatig met de hand met een vochtige doek!
- Gebruik geen agressieve reinigingsmiddelen!
- Gebruik geen schuurmiddelen!
- Gebruik geen reinigingsmiddel met een hoog chloor- en azijngehalte!
- Voor desinfectie kan een desinfecterende spray worden gebruikt, bijvoorbeeld Descosept AF of Bacillol AF.
- Controleer de schroeven regelmatig en draai deze indien nodig aan!
- Het product mag niet langdurig aan temperaturen boven 60°C worden blootgesteld (bijv. gebruik in een sauna, enz.).
- Neem bij defecten contact op met de speciaalzaak waar u dit product hebt gekocht.
- Controleer regelmatig de staat van de banden. Deze zijn 'lekkagevrij', met andere woorden, u hoeft geen bandenspanning te controleren of banden op te pompen. Controleer de banden wel altijd op scheurtjes of andere beschadigingen.

Technische gegevens

Product	TRS 200 XXL
Artikelnummer	530200000
Totale lengte	96 cm
Totale breedte	72 cm
Totale hoogte	98 cm
Zitbreedte	56 cm
Zitdiepte	42 cm
Zithoogte	52 cm
Overrijbare hoogte	44 cm
Gewicht	15,3 kg
Max. belasting	200 kg
Framemateriaal	Gelaste stalen buizen met poedercoating
Materiaal toiletbril / armpolsteringen	PP (polypropyleen) / PU (polyurethaan)

Indice

Introduzione	27
Dichiarazione di conformità	27
Durata	27
Smaltimento.....	27
Targhetta tipologica.....	27
Riutilizzo.....	27
Garanzia	27
Parti del prodotto.....	28
Destinazione d'uso	29
Indicazioni.....	29
Materiale in dotazione.....	29
Avvertenze di sicurezza.....	29
Montaggio.....	29
Bloccaggio e sbloccaggio dei braccioli.....	29
Freno di stazionamento a doppia funzione.....	30
Applicare i poggiapiedi.....	30
Bloccaggio e sbloccaggio dei poggiapiedi.....	30
Secchio da toilette.....	30
Regolazione dell'altezza dei poggiapiedi	30
Pulizia Manutenzione	31
Dati tecnici	31

Introduzione

La ringraziamo di avere scelto un prodotto Drive DeVilbiss. Il design, la funzionalità e la qualità di questo prodotto non La deluderanno.

Legga attentamente queste istruzioni per l'uso prima di utilizzarlo per la prima volta. Riceverà così importanti informazioni sulla sicurezza e preziosi consigli sull'uso e la manutenzione corretti. Se ha qualche domanda da porre o ha bisogno di maggiori informazioni, non esiti a rivolgersi al rivenditore Drive DeVilbiss che Le ha fornito il prodotto.

Le presenti istruzioni per l'uso contengono tutte le avvertenze importanti per l'adattamento e l'uso. Le istruzioni per l'uso sono reperibili come PDF online oppure possono essere richieste al servizio di assistenza.

Possono anche essere reperiti formati ingranditi per le persone con ridotta capacità visiva. I non vedenti devono essere istruiti dal loro accompagnatore. Le riparazioni, come pure alcune regolazioni, richiedono una speciale formazione tecnica e pertanto devono essere eseguite da specialisti del settore sanitario.

Dichiarazione di conformità

DRIVE MEDICAL GMBH & Co. KG dichiara la conformità del prodotto descritto in base al Regolamento Dispositivi Medici (UE) 2017/745.

Durata

La nostra azienda prevede per questo prodotto una durata utile di cinque anni, purché sia impiegato conformemente alle norme d'uso e siano rispettate tutte le regole prescritte per la manutenzione e l'assistenza.

Questa durata può essere superata di molto se il prodotto è trattato, sottoposto a manutenzione, curato e utilizzato con attenzione e se non emergono limiti tecnici dovuti agli ulteriori sviluppi tecnico-scientifici.

La durata utile d'altro canto può anche ridursi notevolmente a causa di un utilizzo estremo e non conforme. La durata utile stabilita dalla nostra azienda non rappresenta una garanzia ulteriore.

Smaltimento

Qualora non avesse più bisogno del prodotto, contatti il Suo rivenditore oppure conferisca il prodotto al centro di smaltimento locale.

Targhetta tipologica



1 Numero articolo | 2 Descrizione articolo | 3 Produttore | 4 Numero di serie | 5 Codice UDI | 6 Portata max. | 7 Rispettare le istruzioni per l'uso | 8 Dispositivo medico | 9 Data di produzione (anno-mese)

Riutilizzo

Questo prodotto è idoneo per il riutilizzo. Tenere presente che anche tutta la documentazione tecnica necessaria per la sicurezza deve essere consegnata al nuovo utilizzatore.

Il prodotto deve essere controllato, pulito e riportato in perfette condizioni per il riutilizzo a cura del rivenditore.

Per il ricondizionamento tenere presenti le regole prescritte dal fabbricante, che possono essere messe a disposizione su richiesta.

Troverà gli accessori disponibili presso il Suo rivenditore o sotto l'indirizzo **www.drivedevilbiss.de**

Garanzia

Per il prodotto fornito da noi la durata della garanzia è di 24 mesi dalla data d'acquisto. Qualora sia dimostrata la presenza di difetti di materiale o fabbricazione, le parti difettose vengono sostituite gratuitamente.

Le parti soggette a usura di norma non sono coperte durante il normale periodo di garanzia, a meno che l'articolo non richieda riparazioni o sostituzioni rese necessarie per chiara conseguenza diretta di un difetto di fabbricazione o di materiale.

Con riserva di errori e variazioni causate da migliorie tecniche e modifiche del design.

ESCLUSIONE DELLA GARANZIA

Sono parti soggette a usura (fra le altre):
ruote, freni e impugnature

Parti del prodotto



- | | | |
|--------------------------------|---|----------------------------|
| 1. Manopola di spinta | 6. Bloccaggio braccioli | 10. Reggitalloni |
| 2. Spalliera | 7. Freno di stazionamento a doppia funzione | 11. Bloccaggio poggiatesta |
| 3. Clip di fissaggio spalliera | 8. Secchio da toilette con coperchio | 12. Bracciolo |
| 4. Seduta | 9. Poggiatesta | |
| 5. Copertura seduta | | |

Destinazione d'uso

Le carrozzine con comoda sono ideali quando l'utente è affetto da una disabilità che gli impedisce di usare o di recarsi alla toilette. La carrozzina con comoda può essere usata anche come sedia. La carrozzina con comoda può anche essere posizionata sopra un WC standard.

Indicazioni


INDICAZIONI:

Compromissione da notevole a totale della mobilità/deambulazione e del trasferimento in caso di danni strutturali e/o funzionali delle estremità inferiori (fra cui amputazione, conseguenze di lesioni, disturbi motori da danni muscoloscheletrici / neuromuscoloscheletrici)

- Per l'utilizzo del dispositivo per toilette integrato o per spostarsi sopra la toilette.

Materiale in dotazione

1 x A	sedia per toilette a rotelle
1 x B	secchio con coperchio
2 x C	poggiatesta
2 x	clip di fissaggio
1 x	istruzioni per l'uso



Avvertenze di sicurezza

- Leggere attentamente le seguenti istruzioni per l'uso.
- Prima dell'uso controllare che tutti gli elementi siano privi di danni e stabili.
- Attenzione che parti del corpo o degli indumenti non restino impigliate quando ci si siede, ci si alza e si inserisce il secchio da toilette, come pure quando si alzano e si innestano i braccioli.
- Se si deve superare una soglia, procedere lentamente e con cautela per non danneggiare le ruote!
- **ATTENZIONE:** Se si deve superare una soglia mentre la sedia a rotelle per toilette è occupata da una persona, c'è il pericolo che si apra il bloccaggio dei braccioli.
- Evitare il bagnato – pericolo di scivolare!

- Quando si parcheggia una sedia a rotelle per toilette, azionare sempre i freni di stazionamento.
- Per il passaggio nella o dalla sedia a rotelle per toilette, aprire sempre i poggiatesta e azionare i freni di stazionamento.
- Non usare mai i poggiatesta come appoggio per alzarsi - pericolo di ribaltamento!
- La stabilità della sedia a rotelle per toilette è nettamente inferiore a quella di una normale sedia a rotelle, evitare quindi di sporgersi lateralmente – pericolo di ribaltamento!
- Mettere al sicuro dall'uso non autorizzato, ad es. da parte di bambini.
- Rispettare il peso massimo permesso dell'utilizzatore. Questi dati sono riportati sia nei dati tecnici delle presenti istruzioni che sulla targhetta tipologica.

Montaggio

La sedia per toilette a rotelle è facile da montare. Innestare la spalliera pre-montata sul telaio e fissarla con l'apposita clip (**fig. 2**).



Bloccaggio e sbloccaggio dei braccioli

Tirare i due braccioli verso l'alto fino a percepire lo scatto (**fig. 3**).

L'aggancio sarà automatico. Accertarsi che l'aggancio sia riuscito da entrambi i lati, in questo caso deve essere visibile il perno (1) (**fig. 4**).

Per sbloccare i braccioli, tirare indietro il pulsante (2) e ruotare verso il basso il bracciolo (**fig. 4**).



Freno di stazionamento a doppia funzione

Per azionare i freni premere verso il basso la leva (**fig. 5**). Al tempo stesso viene bloccato il movimento sterzante della ruota.

Per rilasciare i freni premere verso il basso la testa della leva (**fig. 6**).



Applicare i poggipiedi

Appendere i poggipiedi in dotazione con i due fori, come mostrato, sui rispettivi bulloni (**fig. 7+8**).




Bloccaggio e sbloccaggio dei poggipiedi

Per bloccare i poggipiedi, ruotarli verso il centro fino a percepire lo scatto. Per lo sbloccaggio premere in dentro la leva come mostrato e portare di lato i poggipiedi (**fig. 9**).




Secchio da toilette

Il secchio (anche con il coperchio) deve essere sempre appeso e rimosso dall'alto. Quando il secchio è scattato in posizione, per pulire la seduta è sufficiente alzarla e rimuoverla (**fig. 10**).



Regolazione dell'altezza dei poggipiedi

Per regolare l'altezza dei poggipiedi, in primo luogo allentare la leva di fissaggio (**fig. 11+12**). Quindi premere sui due pin e regolare i poggipiedi sull'altezza desiderata (**fig. 13**). Bloccare di nuovo la leva (**fig. 14**).



ATTENZIONE:

non usare mai i poggipiedi come appoggio per alzarsi!


Pulizia | Manutenzione

- Pulire regolarmente a mano con un panno umido!
- Non impiegare detergenti aggressivi!
- Non utilizzare per la pulizia prodotti abrasivi!
- Non utilizzare detergenti ad alto tenore di cloro e aceto!
- Per la disinfezione si può impiegare uno spray disinfettante, quale ad es. Descosept AF o Bacillol AF
- Controllare regolarmente le viti e riprenderne eventualmente il serraggio!
- Il prodotto non deve essere sottoposto a lungo a temperature superiori a 60 °C (ad es. nella sauna ecc.).
- In caso di difetti, rivolgersi al rivenditore presso cui è stato acquistato il prodotto.
- Controllare regolarmente lo stato degli pneumatici. Questi pneumatici sono del tipo "fail-safe", ossia non occorre controllarne la pressione, né gonfiarli. Tuttavia controllare sempre che gli pneumatici non presentino screpolature o altri danni.

Dati tecnici

Prodotto	TRS 200 XXL
Numero articolo	530200000
Lunghezza ingombro	96 cm
Larghezza ingombro	72 cm
Altezza ingombro	98 cm
Larghezza sedile	56 cm
Profondità sedile	42 cm
Altezza sedile	52 cm
Altezza superabile	44 cm
Peso	15,3 kg
Portata max.	200 kg
Materiale telaio	Tubo d'acciaio saldato, verniciato a polvere
Materiale seduta / appoggio braccia	PP (polipropilene) / PU (poliuretano)

Ihr Fachhändler:



Irrtum und Änderungen vorbehalten
Stand: 22.06.2023
Version: MDR-1.1

Drive Medical GmbH & Co. KG
Leutkircher Straße 44 • 88316 Isny/Allgäu • Germany
T +49 7562 9724 0 • info@drivemedical.de
www.drivemedical.de